

DIGITÁLNÍ KONTAKTNÍ TEPLOMĚR

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte návod pro budoucí použití

FUNKCE

- Nejvyšší dosažená teplota se zobrazuje až do vypnutí teploměru.
- 2 pípnutí“ znamená, že teploměr je připraven k použití.
- Automatický autotest zaručuje přesnost každého měření. V případě odchylky se zobrazí ERR pro chybu.
- Naměřená teplota se zobrazí po 60-90 sekundách v závislosti na použité metodě.
- Snadno čitelný displej. Změny teploty se měří s přesností na jedno desetinné místo. Voděodolný.
- Automatická paměť dříve naměřené teploty (pro vyvolání stiskněte tlačítko na 3 sekundy). Teploměr se automaticky vypne přibližně po 10 minutách
- Vloženou baterii lze použít až pro 2 000 měření.

ZAPNUTÍ TEPLOMĚRU

Chcete-li teploměr zapnout, stiskněte tlačítko nad okénkem displeje; krátký signální tón (pípnutí) signalizuje zapnutí teploměru- Proběhne rychlé zobrazení všech ikon.

Když je okolní teplota < 32,00 °C zobrazí se symbol -L-, pokud je teplota > 42,99 °C zobrazí se symbol H.

Přesnost měření $\pm 0,1$ °C. Teploměr je nyní připraven k použití.

POUŽITÍ TEPLOMĚRU

Vyberte preferovanou metodu měření. Během měření se nepřetržitě zobrazuje aktuální teplota. Symbol C bliká .

Pokud zazní signální tón a "C již neblíká, znamená to, že naměřený nárůst teploty je nyní méně než 0,01 °C za 8 sekund a že paměť uložila poslední naměřené hodnoty.

Naměřená teplota se zobrazí po 60-90 sekundách v závislosti na použité metodě.

Měření provádějte v podpaždí nebo v ústech pod jazykem.

1) Umístěte teploměr vlevo nebo vpravo od kořene jazyka. Měřicí senzor musí být v dobrém kontaktu s tkání. Zavřete ústa a dýchejte vždy nosem, abyste zabránili ovlivnění měření vdechovaným/vydechovaným vzduchem.

2) Vložte teploměr do podpaždí, tak aby se senzor dotýkal těla.

3) Pro děti do tří let se doporučuje metoda rektálního měření.

a) Nasadte ochranný kryt určený pro teploměr a pro snadnější zavedení použijte ve vodě rozpustný gel.

b) Umístěte dítě vleže na břicho přes vaše kolena, na kraj postele nebo na přebalovací pult s nohama dolů. Tím se lépe zpřístupní konečník, což usnadní vkládání teploměru.

c) Jemně zasuňte hrot teploměru do konečníku, maximálně 2-3 cm (0,5-1"). Pokud cítíte odpor, dále netlačte! Podržte teploměr v klidu a začněte měřit.

- d) Když naměřená teplota přestane stoupat, ozve se pípnutí a znak "Pro" nebo "C" přestane blikat. Displej je nyní připraven pro čtení a po vyjmutí teploměru se hodnota nemění.
- e) Použitý ochranný kryt zlikvidujte a teploměr umyjte podle pokynů.

Pro získání spolehlivějších výsledků doporučujeme měřit teplotu orálně nebo rektálně. Doporučuje se minimální doba měření 3-5 minut

Teploměr je 100% vodotěsný a lze jej bez problémů ponořit do vody nebo dezinfekčního roztoku. Poté setřete vlhkým hadříkem. K dezinfekci použijte jeden z následujících dezinfekčních prostředků.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přístroj lze používat pouze pro měření tělesné teploty

Minimální doba měření do signalizačního tónu [pípnutí]

Teploměr obsahuje malé části (baterie atd.), které mohou děti spolknout. Nikdy proto nenechávejte dětem bez dozoru.

Chraňte teploměr před nárazem a úderem! Vyhněte se okolním teplotám nad 60 °C.

Používejte pouze komerční dezinfekční prostředky uvedené v části čištění teploměru. Výrobce doporučuje přesnost ověřit autorizovaná laboratoř každé 2 roky.

Funkce tohoto zařízení může být ohrožena při použití na silného elektromagnetického pole jako jsou mobilní telefony nebo elektrické instalace a doporučujeme vzdálenost minimálně 1 m.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Používejte pouze komerční dezinfekční prostředky uvedené v části čištění

VÝMĚNA BATERIE

Když se objeví symbol (obrácený trojúhelník) na displeji, baterie je vybitá a je třeba ji vyměnit.

Vyjměte vytažením kryt baterie, který je na konci teploměru a vyměňte vybitou baterii za novou.

Chcete-li prodloužit životnost baterie, vypněte teploměr po použití krátkým stisknutím ovládacího tlačítka.

ZÁRUKA

Na baterie a obaly se nevztahují nároky na poškození. Předpokládaná životnost: 5 let nebo 10 000 měření.

Distributor:

AZ-Medica Shop

Komunardů 55

170 00 Praha

Tel.: + 420 724 884 041

www.azmedicashop.cz